

BOÎTIER CRÉMONE AF ET IP SIEGENIA



A utiliser avec la crémone sans boîtier

Référence	Axe	Modele	Siegenia	Unité de vente
320103700800	25	Fouillot	TMSL0250	L'unité
320103701100	25	Cylindre	TMSL1250	L'unité
320103700900	30	Fouillot	TMSL0300	L'unité
320103701200	30	Cylindre	TMSL1300	L'unité
320103710200	35	Fouillot	TMSL4350	L'unité
320103701000	40	Fouillot	TMSL0400	L'unité
320103701300	40	Cylindre	TMSL1400	L'unité