

RALLONGE SEREINE CROISEE DS



Tringlerie testée à 25000 cycles (selon norme EN1326-1).

Tringlerie testée à 25000 cycles (selon norme EN1326-1)

1 rallonge 194 est préconisée avec la crémone modulaire 494 pour montage en fermeture 3 points.

2 rallonges 444 sont préconisées avec la crémone modulaire 494 pour montage en fermeture 4 points.

Sélectionnez le bon article grâce au REPÈRE PROFIL dans le document "Adaptation suivant profil"

Référence	Repère profil	Tingle	Long	Unité de vente
320200517500	-	Aluminium	444	L'unité
320200511400	SER101	Polyamide	444	L'unité
320200513800	SER101	Polyamide	194	L'unité
320200514500	SER101	Aluminium	194	L'unité
320200514600	SER101	Aluminium	444	L'unité
320200517200	SER102	Aluminium	194	L'unité
320200517300	SER102	Aluminium	444	L'unité
320200200300	SER103	Aluminium	194	L'unité
320200200400	SER103	Aluminium	500	L'unité